

SOLUZIONI FOODSERVICE

VERWENDUNG:

Arzneikit ohne Notfall-Blutdruckmessgerät.

Inhalt:

- Steptoskop
- 5 Paar sterile Handschuhe
- 1 Maske mit Spritzschutz
- 3 Flaschen physiologische Lösung 50 cl.
- 2 Flaschen Povidon-Iod 10% Jod 50 cl.
- 10 sterile Mulltücher 10x10 cm.
- 2 sterile hydrophile Mulltücher 18x40 cm.
- 2 sterile Vliestücher
- 2 sterile Einwegpinzetten
- 1 Packung Watte
- 1 Schachtel schlauchförmiges elastisches Netz
- 2 Schachteln sortierte Pflaster
- 2 Rollen Pflaster 500x2,5 cm.
- 1 Schere
- 3 Mullbinden
- 2 Packungen Soforteis
- 2 Beutel für medizinische Abfälle
- 1 Fieberthermometer ohne Quecksilber
- Erste-Hilfe-Anleitung

EIGENSCHAFTEN:

- Produkt entsprechend dem Ministerialerlass 388 vom 15.07.2003
- verpackte und desinfizierte Produkte
- Produkte mit Verfallsdatum
- hergestellt in Italien